



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



**Produit:** CEDERROTH DOUCHE  
OCULAIRE  
**Référence:** 7251, 725200



### 1. Description générale

Équipement de douche oculaire à usage unique contenant une solution physiologique de lavage stérile et tamponnée. Solution conservée dans un flacon à l'ouverture facile, équipé d'une œillère intégrée et d'une protection anti-poussière. La protection anti-poussière sert également de dispositif d'ouverture.

### 2. Usage

La douche oculaire Cederroth est destinée à l'élimination urgente de particules étrangères et de liquides dangereux projetés dans l'œil, en premier secours sur le lieu du travail. La douche oculaire tamponnée Cederroth a aussi un effet neutralisant sur les projections basiques ou acides. L'effet est généralement plus puissant avec les bases qu'avec les acides.

La douche oculaire Cederroth permet de répondre à la première phase d'urgence sur le site de l'accident avant d'avoir recours à un équipement de lavage des yeux, autonome ou fixe, ou d'appeler un médecin.

Paquet du consommateur durable contient 2 Cederroth Douche Oculaire.

### 3. Description technique

#### *Dimensions de produit*

#### Flacon

Diamètre (cm): 6,6  
Hauteur (cm) 23,5  
Volume (ml): 500

#### Carton (2 flacons)

l x h x p (cm) 7 x 24,5 x 14,5

#### *Matériel*

Liquide	Solution stérile, isotonique de Chlorure de sodium 0,9%, tamponnée au Borate de sodium pour un pH neutre. Sans conservateur.
Flacon	Flacon étanche en polypropylène fabriqué selon la technique « Blow-Fill-Seal ». Œillère en polypropylène transparent Protection anti-poussière en plastique vert (ABS)

### 4. Stérilisation

Méthode de stérilisation: Aseptique



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



### 5. Composition

<i>Paquet du consommateur</i>	725200	<i>Paquet de transport</i>	
<u>Ref#</u>	<u>Produit/ Matériel</u>	<u>Quantité</u>	Nombre de paquets du consommateur en paquet de transport:
7251	Cederroth Eye wash	2	6
			Dimensions (l x h x p) mm: 300 x 235 x 260
			Poids (kg): 7,8

### 6. Etiquetage

#### *Sur le produit/ paquet du consommateur*

Adresse de Cederroth, Numéro de telephone et de fax, adresse e-mail, URL  
Nom du produit, numéro de reference, numéro de lot, date d'expiration, code EAN, Mode d'emploi  
Symboles: CE +NB#, STÉRILE A, A USAGE UNIQUE, LOT, EXP, LIMITATION DE TEMPÉRATURE

#### *Sur le paquet de transport*

Adresse de Cederroth, Numéro de telephone et de fax, URL  
Nom du produit, numéro de reference, numéro de lot, date d'expiration, code EAN, Quantité  
Symboles: CE +NB#, LOT, EXP, FRAGILE

### 7. Conditions de stockage

+2°C à +40°C. Ne pas congeler.

Durée de conservation: 4,5 ans de la date de production.

### 8. Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec le produit mais ne sont pas nécessaires.

#### 7200

Porte-flacon mural Cederroth



#### 721500

Armoire pour Douche oculaire Cederroth



#### 790400

Armoire chauffante pour Douche oculaire Cederroth



### Approbation: